

# READY HEAT

# 体温維持用発熱シート レディヒート



医療



災害



救護



アウトドア

■手術前・手術後・救急搬送時の体温維持に

■地震や水害などの救出時や雪道の立往生の備えに

■山の遭難や水難事故の救護者の体温回復に

■登山やキャンプなどの防寒や万一の備えに

**レディヒートは開封すると発熱体が酸素と反応して発熱、電源不要で持続が長く、医療・災害・遭難などの低体温の回避に有効です**



場所を選ばず体を温めて**命**を守ります

- ◆保温ではなく物理的に加熱する自己発熱式です
- ◆不織布のシートに発熱体が一体化されています
- ◆バッテリー不要、大気中の酸素と反応して発熱します
- ◆約10～20分で加熱し最大8～10時間維持します
- ◆空気と水を通さない保護袋で個別密封されています
- ◆場所を選ばず保管でき携行も容易です
- ◆目的や用途に応じてお選びいただけます



6パネルブランケット




レディヒート製品輸入総代理店

**INOX 東栄株式会社**



## 6パネル ブランケット

品番  
S6RHLG




到達温度	40℃
到達時間	15~20分
持続時間	~10時間
使用時	86×152cm
包装時	32×40×4cm
重さ	1.13kg
価格(税別)	11,900円

150cmの長さがあるため全身をカバーできます。主に低体温症の防止や外傷患者の治療に使用され、アメリカ空軍の輸送機でも採用されています。様々な状況での体温回復に使用できるほか、搬送用担架にも代用可能です。(約110kgまで)

## レディヒート2ブランケット

品番  
G12RH2




到達温度	38℃
到達時間	8~10分
持続時間	~8時間
使用時	86×122cm
包装時	32×40×3.2cm
重さ	794g
価格(税別)	8,500円

足先から上半身まで覆うサイズで、12個の発熱体が均等に配置されています。素早く加熱し、高地や低酸素環境でも効果を発揮します。アメリカでは低体温症の防止や外傷患者の治療など、保温が必要な医療・救急などに広く使用されています。

## レディヒート2トルソーブランケット

品番  
G6RH2T



到達温度	38℃
到達時間	8~10分
持続時間	~8時間
使用時	86×61cm
包装時	25×31×2.8cm
重さ	397g
価格(税別)	5,700円

上半身を覆うサイズで、持ち運びやすさ、保管しやすさ、使いやすさに優れています。素早く加熱し、高地や低酸素環境でも効果を発揮します。主に低体温症の防止や外傷患者の治療に有効で、医療・救急・その他の用途にも広くご使用いただけます。※トルソー:胴体。



上記以外にも製品ラインナップをご用意しております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

【ご注意】0℃以下の環境で開封した場合、発熱しない場合があります。0℃以下で使用する場合は0℃を上回る環境で開封し発熱を確認した後でご使用ください。低温環境下においても発熱条件を満たすように製造されているため、使用環境により到達温度や到達時間は変動します(変動幅:~約50℃)。持続時間の間は一定温度が継続するわけではなく、時間経過とともに温度はゆるやかに変動します。

仕様・デザイン・価格変更および生産中止など、予告なく実施される場合がございます。納品までに期間を要する場合もございます。掲載の数値などはメーカーによる基準値につき、ご使用条件により異なる場合があります。あくまでも選定の目安としてご覧ください。各種用途に応じて安全に関する知識および経験を有する指導者のもとでご使用ください。ご使用前には目視等で破損等の異常の有無を確認し、安全を確認した上でご使用ください。不良・破損などによって誘発される二次的損失については対応はいたしかねます。予めご理解のほどお願いします。製品には個体差があり同じ製品でも若干のサイズ誤差がございます。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。



TechTrade社のレディヒートは、外傷・ショック・低体温に対応するためにアメリカで開発された使い捨てポータブル加熱ブランケットです。独自にデザイン・製造されたオリジナル製品で、米軍・EMS※・山岳救助隊・水上救助隊・世界の病院などで使用されています。

※EMS:アメリカの救命救急医療(Emergency Medical Serviceの略称)

Manufactured By  
TechTrade LLC In The U.S.A.



お問い合わせは下記へ

レディヒート製品輸入総代理店  
**INOX 東栄株式会社**

東京本社 東京都中央区日本橋小舟町11-7(ダイセンビル)  
TEL:03-5623-5681 FAX:03-5623-5682  
大阪営業所 TEL:06-6908-4021 FAX:06-6906-1285  
名古屋営業所 TEL:052-291-4782 FAX:052-291-4785  
e-mail▶inoxstaff@labinox.co.jp  
U R L▶https://ready-heat.jp/lp/